

Preisliste Sterilisatoren 2018-8

Autoklaven												
Ausstattung / Optionen	Cominox SterilClave								Werax STE			
	4.8 Liter		17.15 Liter				23.15 Liter		12 Liter	18 Liter	23 Liter	12 Liter
Preise in CHF exkl. MwSt.	6 N	6 B	18 N	18 B	18 BHD	18 B Speedy	24 B	24 BHD	12D	18D	23D	12 K
Klasse nach EN 13060	N	B	N	B	BHD	Speedy	B	BHD	B			N
Artikelbezeichnung	STER6SE	STER6B	STER18SELV	STER18BV	STER18BHDV	STER18SPEVU	STER24BV	STER24BHDV	STE D12B	STE D18B	STE D23B	STE K12N
UVP ab Werk	2597.40		2985.90	4983.90	5150.40	6315.90	5871.90	6038.40	3409.26	3661.98	4132.64	2565.60
Abholpreis in Glattfelden (inkl. Import, Verzollung, Entpacken, Funktionstest)	2597.40		2985.90	4983.90	5150.40	6315.90	5871.90	6038.40	3409.26	3661.98	4132.64	2565.60
VP Werax (inkl. Lieferung, Installation und Instruktion und Gratiswartung 1 Jahr, Revalidierung)	3197.00		3585.90	5583.00	5750.00	6915.00	6471.00	6638.00				
VP Werax (inkl. Lieferung, Installation und Instruktion)									4236.00	4590.00	5043.00	3065.00
CE 93/42, CE 89/336, CE 73/23, CE 97/23												
EN 61101-1, EN 61010-2-041												
EN 13060	--	•	--									
Support inkl. Anzahl Trays	2		3						2	3		3
interner Abwassertank (ohne Tank muss Anschluss an ein Abfluss gewährleistet sein)	--		•						•			
VLS (Vakuum Türverschluss)	--		•						--			
ca Zeit für ein B Zyklus (N Zyklus bei N Gerät) ohne Trocknung in Min.	40	35	30	35	35	15	40	40	25	40	45	20
ca Zeit für ein B Zyklus (N Zyklus bei N Gerät) mit Trocknung in Min.	55	50	45	55	55	35	60	60	40	50	55	25
Wasserversorgung												
Automatische Wasserauffüllung und direkte Entleerung (XACC0149)	--		290.00			•		290.00		•		--
SpeedyWater Demineralisierungssystem (Ionen) (DEMIN011)				755.00								--
Ersatzpatrone zu SpeedyWater (DEMIN004)				290.00								--
OsmyWater (Osmosewasseraufbereitung mit 10 Liter Tank) (OSMO004)				1490.00								--
Ersatzpatrone zu OsmyWater (OSMOCOONS0)				290.00								--
Discom Wasserdestillator 4l (DISCOM)							345.00					--
Reinigungspulver zu Discom, 500g (DISCONS001)								29.90				
Aktivkohlebags zu Discom, 12 Stck (DISCONS002)								29.90				
Zubehör												
SterilTable (Chromstahltisch mit 3 Tablaren, 465x890x570mm) (STERILTABLE)								425.00				
Flash Thermoerschweissgerät Nahtgrösse 250 x 10mm (SIGIFLASH)								695.00				
optionale Packungsablage zu Flash (XSIG0038)								59.00				
SterilCare (Sprühreiniger für Autoklave Kammern) (STERILCARE)								84.00				
Support für 5 Trays	--					•						--
Zusatz Tray pro Stück (X010ACC002/XACC002)	--			20.00				35.00				38.00
Folienhalter (X012ACC012/X020ACC012)	--			31.00				53.00				--
Ersatz Luftfilter 1 Stück (XGVT0004)				27.00								27.00
Dokumentation												
Serieller PC Anschluss						•						--
Version USB USB, SD Karte Aufzeichnung der Zyklen inkl PC Software (KITUSB)		--		445.00		•	--	445.00				•
CominoxReader (Set bestehend aus int. Kartenschreiber, externes Lesegerät, PC Software) (KITLETTTORELCD)	395.00					--						--
Thermodrucker intern (Preis für nachträglichen Einbau ist vom Aufwand und Anreise abhängig) (XACC0148)			295.00			--		295.00				•
Thermopapier Dokumentecht > 10 Jahre 5 Rollen (540)								32.00				
SterilLabel externer Chargendrucker (auf Klebeetiketten inkl. Angabe des Verfallsdatums, Charge) (STERILABEL)				445.00								445.00
Druckeretiketten, Cominox 300 x 5 Stck, Werax 200 x 5 Stck (LABELCO)				35.00								35.00
CominoxWizard (Set bestehend aus Kabel, Hardwareschlüssel, für bis zu 30 Geräte, PC SW) (KITMONITORL)				395.00								--
EthernetLCD (LAN Anschluss für SterilClave) (XGEE0278)				338.00								--
Kontrollen												
Leitfähigkeits Messgerät								79.00				
Chargentest 134/4min (CS1011)								91.00				
Helixtets 134/4 inkl. 250 Indikatoren (HX1011)								228.00				
Helixtets Nachfüllindikatoren 134/4 250 Stck (HS1011-3.)								91.00				
Bowie & Dicktest 1 Stück (Verkauf in Kartons zu 20 Stck) (BOWTEST)								8.00				
Hawo Siegelnaht Test 25cm x 100 Stck (606102)								137.00				

Cominox Sterilisatoren gehören zu den Besten auf dem Markt. Über 25 Jahre Erfahrung im Sterilisatorenbau sprechen für sich. Wir bieten die Geräte mit einer 2 jährigen Werksgarantie (wovon 1 Jahr Vorort) und eine 10 jährigen Garantie auf die Sterilisationskammer an und betreiben die Geräte auch nach dem Kauf. Wir bieten auf Wunsch eine jährliche Kontrolle und allfällige Revision der Geräte an. Zudem kann bei uns ein Servicevertrag abgeschlossen werden, der den Betrieb auch nach Jahren garantiert. WERAX Service AG ist konzessionierter Vertriebs- und Servicepartner der Cominox SA und verfügt über die nötige Ausbildung, Ersatzteile und Servicetools.